

Omsorgsavdelningen

Ansvarig

Helen Hansson Malmgren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Upprättad den

2014-06-25

Upprättad av

Amanda Stavås, arbetsterapeut
Emil Karlsson, fysioterapeut

Reviderad den

2021-04-19

Akuta problem med hjälpmedel jourtid

Bakgrund

Trasiga hjälpmedel ska i första hand åtgärdas under kontorstid av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast eller utsedd tekniker. I de fall ett hjälpmedel går sönder jourtid ska denna rutin följas. Insatserna som kan ske jourtid är begränsade till nedannämnda. Detta kan kräva individuella lösningar till nästkommande vardag då arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast kontaktas. Som stöd kan vårdpersonal och anhöriga använda den bruksanvisning som finns i hemmet eller på leverantörs hemsida. Vid behov kan tjänstgörande sjuksköterska konsulteras.

Kontroller och åtgärder för lyft

Kontrollera först följande:

1. Är nödstoppknappen intryckt? – Vrid ut den.
 2. Sitter sladden kvar i vägguttaget? – Dra ut den.
 3. Kontrollera att inga sladdar är i kläm.
 4. Kontrollera att handkontrollen är ansluten.
 5. Är lyften laddad?
 6. Har det gått en säkring i bostaden?
 7. Akutlyft finns att låna, se särskild rutin.
- OBS! Max brukarvikt för akutlyft är 150kg.

Elektrisk nödsänkning av mobil lyft:

Olika modeller har olika varianter på elektrisk nödsänkning. Läs bruksanvisning för respektive akutlyft för att säkerställa modellens nödsänkning. Exempel på nödsänkning är att lyftarmen kan sänkas elektriskt genom att trycka med ett smalt föremål tex en penna på markering för ”Ned” på kronrollboxen. Hålet finns under nödstoppknappen och föremålet får inte vara vasst.

Mekanisk nödsänkning av mobil lyft:

Nödsänkingsreglaget ser olika ut på olika modeller men de är alltid röda. Den mekaniska nödsänkningen fungerar endast när lyftarmen är belastad dvs när brukaren står/sitter i lyften. Sänkningen sker med viss fördröjning.

Alt. 1 – Dra det röda nödsänkingsreglaget rakt upp.

Alt. 2 – Vrid den röda nödsänkingscylindern i pilarnas riktning.

Alt. 3 – Lyft nödsänkingsreglaget rakt upp.

Nödsänkning av taklyft:

Vid eventuell driftstörning i handkontrollen eller i elektroniken kan nödsänkning ske genom att dra i nödsänkingsanordningen. Denna sitter på motorn i taket. Se alltid till att nödsänkningen av brukaren sker till säng, rullstol eller annan lämplig plats.

Kontroller och åtgärder för säng

Kontrollera först följande:

1. Är sladden i?
2. Kontrollera att inga sladdar är i kläm.
3. Har det gått en säkring i bostaden?
4. Fungerar eluttaget dit sängen är ansluten? Prova annat eluttag.
5. Det kan bli aktuellt att vårdtagaren behöver stanna i sin säng eller sova på annan plats i väntan på åtgärd, till exempel madrass på golvet.

Nödsänkning av ryggstöd i vårsäng (gäller endast Invacare sängar). Samma som lyftar, olika modeller fungerar olika. Läs bruksanvisning för att säkerställa nödsänkning.

1. Ta ut stickkontakt ur vägguttaget.
2. Ryggstödet kan nödsänkas genom att låssprintern tas bort, se bild.
3. Minst två personer behövs för att utföra nödsänkning. Båda måste hålla fast ryggstödet i dess position. Den ena personen drar ut låssprintern. Båda sänker långsamt ryggstödet tills det är helt sänkt.
4. Bör inte utföras när patienten är i sängen.
5. Nödsänkning kan endast ske av ryggstöd ej sängens höjdställning.

Kontroller och åtgärder för transportrullstol

Om behov uppstår finns transportrullstol att låna på kommunens servicecentra samt vård och omsorgsboende.